

Laborinformation zur Gewinnung von Probenmaterial für die mikrobiologische Stuhluntersuchung

Die sachgerechte Gewinnung und Lagerung von Untersuchungsmaterial beeinflussen maßgeblich die Qualität der labormedizinischen Untersuchung.

Das **Probenahme-Set** für Stuhlproben besteht aus einem Transportröhrchen (Verschluss braun) und einem inne liegenden, sterilen Probengefäß. Im Probengefäß befindet sich ein Löffelchen zur Probeentnahme (an der Innenseite des Deckels fixiert).

Das Probengefäß aus dem Transportgefäß herausnehmen, mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum (bzw. wenn mit dem Auftraggeber abgesprochen mit den entsprechenden anonymisierten Angaben) und Abnahmezeitpunkt beschriften.

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Entleeren Sie möglichst vor dem Stuhlgang die Harnblase.
- Der Stuhlgang sollte in eine mit Papier ausgelegte Flachspültoilette (mit Stufe) oder in ein sauberes Gefäß abgesetzt werden. Der Stuhlgang sollte nicht mit Wasser in Berührung kommen!
- Entnehmen Sie mit dem Löffelchen an verschiedenen Stellen Proben. Falls vorhanden, sind dabei blutige, schleimige oder eitrig-eitrige Anteile zu bevorzugen. Das Stuhlröhrchen sollte etwa zu einem Drittel, bei Anforderung auf Würmer zur Hälfte gefüllt werden.
- Verschließen Sie das Probenröhrchen gut und geben Sie es in das Transportröhrchen.
- Bis zur Abgabe sollte die Probe kühl gelagert werden.